

EINE VERBINDUNG, DIE RESSOURCEN SCHONT – LIGATION MIT DEM ARC 400



BOWA
EINFACH SICHER


Made in Germany

Kosten und Nutzen – schließen Sie die Lücke

Mit ARC 400 und den BOWA LIGATIONS-Instrumenten wie z. B. TissueSeal® PLUS für die offene chirurgische Anwendung und NightKNIFE® auch für den laparoskopischen Einsatz werden großlumige Venen, Arterien und Gewebebündel mit bis zu 7 mm Durchmesser dauerhaft und sicher verschlossen: wirtschaftlich und rückstandsfrei.

Denn optimale Eingriffsergebnisse dank ausgezeichneter Ergonomie und Taktilität begeistern den operativen Künstler. Und das große Potential zur Einsparung von OP-Zeit, Nahtmaterial und Clips sowie die Wiederverwendbarkeit der Instrumente überzeugen den strengsten Controller.

Kostenvorteil BOWA NightKNIFE® gegenüber Einweginstrumenten bei 50 Eingriffen



Neu: Die Auswahl LIGATION eröffnet neue Potentiale, alle Einstellungen erfolgen automatisch




NightKNIFE®

- 360 und 200 mm
- Ø 10 mm
- autoklavierbar
- auswechselbares Messer
- Plug'n Cut COMFORT




LIGATOR®

- 360 und 110 mm
- Ø 5 mm
- autoklavierbar
- Maryland und gerade Ausführung
- Plug'n Cut COMFORT



TissueSeal® PLUS

- 190, 230 und 280 mm
- autoklavierbar
- Plug'n Cut COMFORT



TissueSeal®

- 190, 230 und 280 mm
- Basisinstrument autoklavierbar
- variable Einwegspitzen







Sparsam: kein Instrumentenwechsel dank NightKNIFE® Seal'n Cut



BOWA
EINFACH SICHER

BOWA-electronic ist der erfolgreiche Partner im anspruchsvollen Bereich der Elektromedizin. Wir bieten Ihnen die komplette Palette von Elektrochirurgie-Geräten und -Zubehör – Made in Germany. „Einfach sicher“ ist dabei mehr als nur ein Versprechen. Es ist für uns die Verpflichtung, stets über den momentanen Standard hinauszudenken und neue Perspektiven aufzeigen, die Sie in Ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen.

